

## MESBuffer(0.1mol/L,pH8.0)

### 产品简介

2-(N-吗啉)乙磺酸简称 MES，分子式为  $C_6H_{13}NO_4S$ ，相对分子量为 195.24，CAS 号为 4432-31-9。MES 常用作生物缓冲液，在 25°C 下 pKa 为 6.15，有效缓冲范围在 pH5.5~6.7 之间，常用 pH 值为 5.5、6.0、6.5。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成

名称	编号	ADS020C0	ADS020C1	Storage
	MES Buffer(0.1 mol/L,pH8.0)		100ml	500ml
使用说明书	1 份			

### 操作步骤(仅供参考)

1、根据实验具体要求操作。

### 注意事项

- 1、对人体有刺激性，请注意适当防护。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期：**6 个月有效。常温运输，4°C 保存。