

MES Buffer(0.1mol/L)

产品简介

2-(N-吗啉)乙磺酸简称 MES，分子式为 $C_6H_{13}NO_4S$ ，相对分子量为 195.24，CAS 号为 4432-31-9。MES 常用作生物缓冲液，在 25°C 下 pKa 为 6.15，有效缓冲范围在 pH5.5~6.7 之间，常用 pH 值为 5.5、6.0、6.5，MES Buffer(0.1mol/L)未调 pH 值。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称	编号	ADS010C0	ADS010C1	Storage
	MES Buffer(0.1mol/L)		100ml	500ml
使用说明书		1 份		

操作步骤(仅供参考)

- 1、按实验具体要求操作。

注意事项

- 1、对人体有刺激性，请注意适当防护。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：6 个月。常温运输，4°C 保存。