

Tris-甘氨酸电泳缓冲液(5×)

产品简介

Tris-甘氨酸电泳缓冲液又称 SDS-PAGE 电泳缓冲液, 1×工作液中含有 25mM Tris、250mM 甘氨酸、1% SDS。Tris-甘氨酸电泳缓冲液是常用的蛋白质电泳缓冲液, 该试剂是 5 倍浓缩的溶液, 主要由 125mM Tris、1.25M 甘氨酸、5% SDS 组成, 使用时需用蒸馏水或去离子水稀释 5 倍后使用。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称	编号	ADS030E0	ADS030E1	Storage
	Tris-甘氨酸电泳缓冲液(5×)		500ml	5L
使用说明书		1 份		

操作步骤(仅供参考)

1、用蒸馏水或去离子水稀释到 1×后使用。

注意事项

- 1、如果每次的使用量很小, 可以适当分装后再使用。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月。