

## Acr-Bis(30%:1.6%,活性炭处理)

### 产品简介

丙烯酰胺:亚甲基双丙烯酰胺溶液又称 Acr-Bis, 最常用的是 30% Acr-Bis(29:1)即为含 30% Acrylamide-Bisacrylamide 的水溶液, 其中 Acrylamide 和 Bisacrylamide 的比例为 29:1, 丙烯酰胺的总比例为 30%。

Acr-Bis(30%:1.6%,活性炭处理)中 Acrylamide 和 Bisacrylamide 的比例为 30:1.6, 丙烯酰胺总量为 31.6%, 经活性炭处理, 常用于配制丙烯酰胺凝胶(PAGE 胶), 如 SDS-PAGE 胶等, 可以用于蛋白或核酸的分离。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成

名称	编号	Storage
	Acr-Bis(30%:1.6%,活性炭处理)	ADS048E0
使用说明书	1 份	

### 操作步骤(仅供参考)

1、因具体实验而异, 可以参考 SDS-PAGE 凝胶配制的说明。

### 注意事项

- 1、Acr-Bis(30%:1.6%,活性炭处理)对人体有一定神经毒性, 请注意适当防护。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期:** 12 个月。常温运输, 4°C保存。