

## Acr-Bis(30%,37.5:1)

### 产品简介

丙烯酸:亚甲基双丙烯酸溶液又称 Acr-Bis, 最常用的是 30%Acr-Bis(29:1)即为含 30% Acrylamide-Bisacrylamide 的水溶液, 其中 Acrylamide 和 Bisacrylamide 的比例为 29:1, 丙烯酰胺的总比例为 30%。

Acr-Bis(30%,37.5:1)中 Acrylamide 和 Bisacrylamide 的比例为 37.5:1, 丙烯酸总量为 30%, 常用于配制丙烯酸凝胶(PAGE 胶), 如 SDS-PAGE 胶等, 可以用于蛋白或核酸的分离。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成

名称	编号	Storage
	ADS052E0	
Acr-Bis(30%,37.5:1)	500ml	4°C 避光
使用说明书	1 份	

### 操作步骤(仅供参考)

1、因具体实验而异, 可以参考 SDS-PAGE 凝胶配制的说明。

### 注意事项

1、Acr-Bis(30%,37.5:1)对人体有一定神经毒性, 请注意适当防护。

2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期:** 12 个月。常温运输, 4°C 保存。