

甘油-甲基绿溶液

产品简介

甘油-甲基绿溶液由甘油、甲基绿等组成，常用于分离组蛋白。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称	编号	ADS066E0	Storage
	甘油-甲基绿溶液		50ml
使用说明书		1份	

操作步骤(仅供参考)

- 1、按实验具体要求操作。

注意事项

- 1、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：12个月。