

## 溴酚蓝水溶液(1%)

### 产品简介

溴酚蓝是一种 pH 指示剂, 在 pH3.0~4.6 时颜色由黄变蓝, 常用做电泳指示染料, 凝胶中电泳指示小分子核酸或蛋白质的迁移, 是常用分子生物学试剂。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成

名称	编号	ADS071E0	Storage
	溴酚蓝水溶液(1%)		10ml
使用说明书		1 份	

### 操作步骤(仅供参考)

1、按实验具体要求操作。。

### 注意事项

1、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期:** 12 个月。