

溴酚蓝水溶液(2%)

产品简介

溴酚蓝是一种 pH 指示剂，在 pH3.0~4.6 时颜色由黄变蓝，常用做电泳指示染料，凝胶中电泳指示小分子核酸或蛋白质的迁移，是常用分子生物学试剂。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称	编号	ADS072E0	Storage
	溴酚蓝水溶液(2%)		10ml
使用说明书		1 份	

操作步骤(仅供参考)

- 1、按实验具体要求操作。

注意事项

- 1、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期： 12 个月。