

Mg-ATP 溶液(10mmol/L,pH7.4)

产品简介

Mg-ATP 溶液(10mmol/L,pH7.4)由 10mM Mg²⁺、10mM ATP 组成, 调节 pH 值至 7.4, 用于在凝胶中直接分析激酶。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称	编号	ADS001Z0	Storage
	Mg-ATP 溶液(10mmol/L,pH7.4)		100ml
使用说明书		1 份	

操作步骤(仅供参考)

- 1、按实验具体要求操作。
- 2、一般 ATP 工作浓度为 50μM。

注意事项

- 1、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月。低温运输, -20℃保存。