

PKA 缓冲液(10×)

产品简介

PKA 缓冲液(10×)由 200mM Tris-HCl 缓冲液(pH8.3)、1M 氯化钠、120mM 氯化镁、DTT 等组成, pH 约为 8.3, 用于研究蛋白质相互作用中 PKA 磷酸化反应的缓冲液, 工作浓度为 1×。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称	编号	ADS002Z0	Storage
	PKA 缓冲液(10×)		100ml
使用说明书		1 份	

操作步骤(仅供参考)

- 1、按实验具体要求操作。
- 2、一般与 PKA、ATP、蛋白质融合体等混合使用, 工作浓度为 1×。

注意事项

- 1、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月有效。低温运输, 4°C 保存。