

硫酸鱼精蛋白溶液(10%)

产品简介

硫酸鱼精蛋白(Protamine Sulfate)是从鱼类新鲜成熟精子中提取的一种碱性蛋白质的硫酸盐，具有强碱性基团，在生物体内可与强酸性的肝素结合，形成稳定的复合物，从而使肝素失去抗凝能力。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称	编号	Storage
	ADS006Z0	
硫酸鱼精蛋白溶液(10%)	5ml	-20℃
使用说明书	1 份	

操作步骤(仅供参考)

1、根据实验具体要求操作。

注意事项

1、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：12 个月有效。低温运输，-20℃保存