

## SSC缓冲液(20×,pH7.4)

### 产品简介

SSC缓冲液主要由氯化钠、柠檬酸钠等组成，主要用于RNA杂交(如Northern印迹)、DNA杂交(如Southern印迹)等核酸杂交。SSC缓冲液(20×,pH7.4)，其pH值约为7.4，稀释至1×后使用，多用于核酸杂交。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成

名称	编号	ADS065H0	Storage
	SSC缓冲液(20×,pH7.4)		500ml
使用说明书			1份

### 操作步骤(仅供参考)

1、取SSC缓冲液(20×,pH7.4)若干，用去离子水或蒸馏水稀释至1×后使用。

### 注意事项

- 1、如果每次的使用量很小，可以适当分装后再使用。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期：**12个月。