

SSC缓冲液(20×,pH5.3)

产品简介

SSC缓冲液主要由氯化钠、柠檬酸钠等组成，主要用于RNA杂交(如Northern印迹)、DNA杂交(如Southern印迹)等核酸杂交，SSC缓冲液(20×,pH5.3)，其pH值约为5.3，稀释至1×后使用。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称	编号	ADS066H0	Storage
	SSC缓冲液(20×,pH5.3)		500ml
使用说明书		1份	

操作步骤(仅供参考)

1、取SSC缓冲液(20×,pH5.3)若干，用去离子水或蒸馏水稀释至1×后使用。

注意事项

- 1、如果每次的使用量很小，可以适当分装后再使用。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：12个月。