

变性鲑鱼精DNA(10mg/ml)

产品简介

变性鲑鱼精DNA溶液(10mg/ml)是经热变性处理的鲑鱼精DNA溶液，呈碎片状，可用于Southern、Northern等核酸杂交，不可用于酵母化学转化和电转化。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称	编号	ADS069H0	ADS069H1	Storage
	变性鲑鱼精DNA溶液(10mg/ml)		1ml	5ml
使用说明书		1份		

操作步骤(仅供参考)

1、根据实验具体要求操作，稀释到所需浓度使用。

注意事项

- 1、如果每次的使用量很小，可以适当分装后再使用，避免反复冻融。
- 2、变性鲑鱼精DNA溶液属于机械处理后的试剂，DNA片段较小，不完整。
- 3、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：12个月。低温运输，-20°C保存。