

双链DNA中和缓冲液

产品简介

双链DNA中和缓冲液由0.5M Tris-HCl、氯化钠等组成，不含蔗糖，可用于中性转移双链DNA。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称	编号	ADS076H0	ADS076H1	Storage
	双链DNA变性缓冲液		100ml	500ml
使用说明书		1份		

操作步骤(仅供参考)

- 1、按实验具体要求操作。

注意事项

- 1、如果每次的使用量很小，可以适当分装后再使用。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期： 12个月。