

## 磷钼酸水溶液(1%)

### 产品简介

染色后用某些特定的溶液将组织过多结合的染色剂脱去，这个过程称为分化作用，所用的溶液称为分化液。磷钼酸水溶液(1%)由磷钼酸和去离子水配制而成，是 Masson 三色染色中常用的一种分化液，保证使不同组织间染色形成鲜明的对比。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成

名称 \ 编号	ADS035DC0	Storage
磷钼酸水溶液(1%)	100ml	RT避光
使用说明书	1份	

### 操作步骤(仅供参考)

- 1、根据实验具体要求操作。
- 2、分化时间根据染色深浅而定，一般 1~3min。

### 注意事项

- 1、上述试剂均有刺激性，请小心操作。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期：** 12个月。