

## 鞣酸/单宁酸水溶液(5%)

### 产品简介

鞣酸又称单宁酸(Tannic acid)，多用于鞣革制剂，CAS号为1401-55-4，分子量为1701.20，鞣酸/单宁酸水溶液(5%)由5%鞣酸、去离子水组成。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成

名称	编号	ADS037DC0	Storage
	鞣酸/单宁酸水溶液(5%)		100ml
使用说明书		1份	

### 操作步骤(仅供参考)

1、根据实验具体要求操作。

### 注意事项

- 1、上述试剂均有刺激性，请小心操作。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期：**12个月。