

草酸钾-氟化钠抗凝剂

产品简介

草酸钾能与血液中的钙离子结合形成螯合物，从而阻止血液凝固，草酸钾与氟化钠联合使用不仅可以抗凝而且能够抑制葡萄糖分解。草酸钾-氟化钠抗凝剂特别适用于葡萄糖检测的血液抗凝。该试剂仅适用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称 \ 编号	ADS004R0	Storage
草酸钾-氟化钠抗凝剂	100ml	RT
使用说明书	1份	

操作步骤(仅供参考)

- 1、根据实验具体要求操作。
- 2、一般情况下应20~30倍稀释后使用，即0.1ml的草酸钾-氟化钠抗凝剂可抗凝2~3ml血液。

注意事项

- 1、注意无菌操作，避免微生物污染。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：12个月。