

肝素钠溶液(0.5%,625U/ml)

产品简介

肝素钠(Heparin Sodium)是从猪或牛等的肠粘膜中提取的硫酸氨基葡聚糖的钠盐,属于粘多糖硫酸酯类抗凝血药,相对分子量为15000,肝素钠能与抗凝血酶Ⅲ结合,促进其对凝血因子Ⅻ、Ⅺ、Ⅹ、Ⅸ和凝血酶活性的抑制,抑制血小板聚集从而达到抗凝的作用。

肝素钠溶液(0.5%,625U/ml)适用于红细胞比容测定,但不适用凝血象和血液学一般检查,因为其可使白细胞聚集,并使血液涂片染色后产生蓝色背景。该试剂仅用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称 \ 编号	ADS009R0	Storage
肝素钠溶液(0.5%,625U/ml)	100ml	-20℃避光
使用说明书	1份	

操作步骤(仅供参考)

- 1、根据实验具体要求操作。
- 2、一般情况下应50倍稀释后使用,即1ml的肝素钠溶液(0.5%,625U/ml)可抗凝49~50ml血液。

注意事项

- 1、注意无菌操作,避免反复冻融。
- 2、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 24个月。低温运输, -20℃保存。