

## 肝素钠溶液(1%,1250U/ml)

### 产品简介

肝素钠(Heparin Sodium)是从猪或牛等的肠粘膜中提取的硫酸氨基葡聚糖的钠盐，属于粘多糖硫酸酯类抗凝血药，相对分子量为15000，肝素钠能与抗凝血酶Ⅲ结合，促进其对凝血因子Ⅻ、Ⅺ、Ⅹ、Ⅸ和凝血酶活性的抑制，抑制血小板聚集从而达到抗凝的作用。

肝素钠溶液(1%,1250U/ml)适用于红细胞比容测定，但不适用凝血象和血液学一般检查，因为其可使白细胞聚集，并使血液涂片染色后产生蓝色背景。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成

名称 \ 编号	ADS010R0	Storage
肝素钠溶液(1%,1250U/ml)	100ml	-20℃避光
使用说明书	1份	

### 操作步骤(仅供参考)

- 1、根据实验具体要求操作。
- 2、一般情况下应100倍稀释后使用，即1ml的肝素钠溶液(1%,1250U/ml)可抗凝99ml血液。

### 注意事项

- 1、避免反复冻融，避免抗凝效率下降。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期：**12个月。低温运输，-20℃保存。