

## 阿氏液(Alsever Solution)

### 产品简介

阿氏液又称为Alsever液或红细胞保存液，是一种等渗平衡盐溶液，可以保护红细胞，通常用作抗凝剂或血液防腐剂，用于采血、保存和运送含有红细胞的血液。

Alsever Solution主要由柠檬酸、柠檬酸钠、葡萄糖、氯化钠等组成，pH值为5.9~6.3，其中柠檬酸钠起到抗凝作用，葡萄糖为细胞提供营养，允许全血在冷藏温度下储存2个月而不改变红细胞的活性，该溶液经无菌处理，1~4:1稀释后使用。该试剂仅适用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成

名称 \ 编号	ADS029R0	ADS029R1	Storage
Alsever Solution	100ml	500ml	4°C
使用说明书	1份		

### 操作步骤(仅供参考)

- 1、根据实验具体要求操作。
- 2、一般取全血与Alsever Solution按1~4:1混合后，4°C保存2个月。

### 注意事项

- 1、注意无菌操作，避免细菌污染。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期:** 6个月。