

羧苄青霉素溶液(Carbenicillin,50mg/ml)

产品简介

羧苄青霉素溶液(Carbenicillin,50mg/ml)又称羧苄西林，CAS号为4697-36-3，分子量为378.4,干扰肽聚糖的交联从而抑制细胞壁的合成，是广谱青霉素类抗生素，临床上常用羧苄青霉素治疗各种细菌感染。

羧苄青霉素溶液(Carbenicillin,50mg/ml)经过滤除菌，一般工作浓度为50~100 μ g/ml，其中产紧密型质粒常采用20 μ g/ml，松弛型质粒常采用60 μ g/ml。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称	编号	ADS020A0	Storage
	Carbenicillin Solution(50mg/ml)		10ml
使用说明书		1份	

操作步骤(仅供参考)

- 1、根据实验具体要求操作。
- 2、终浓度多为50~100 μ g/ml，一般情况下1000倍稀释后即可使用。

注意事项

- 1、注意无菌操作，避免污染。
- 2、避免反复冻融，以免失效或效率下降。
- 3、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：12个月。低温运输，-20 $^{\circ}$ C保存。