

壮观/奇霉素溶液(Spectinomycin,50mg/ml)

产品简介

壮观霉素(Spectinomycin)又称奇霉素，是一种氨基糖苷的抗菌素，能与细菌的30S核蛋白体结合从而阻碍蛋白质的合成，CAS号为21736-83-4，分子量为405.27。

Spectinomycin Solution(50mg/ml) 由高纯度壮观霉素和去离子水配置而成的储存液，经无菌处理。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称 \ 编号	ADS028A0	Storage
Spectinomycin Solution(50 mg/ml)	10ml	-20℃ 避光
使用说明书	1 份	

操作步骤(仅供参考)

- 1、根据实验具体要求操作。
- 2、一般工作浓度为50 ~ 100μg/ml。

注意事项

- 1、注意无菌操作，避免污染。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 3、尽量减少反复冻融的次数，以免效率下降。

有效期： 12个月。低温运输，-20℃保存。