

ELISA 洗涤液(1 ×,pH7.4)

产品简介

平衡盐溶液(Balanced Salt Solution , BSS)与细胞生长状态下的pH值、渗透压等环境状态一致, 具有维持渗透压、控制酸碱平衡、供给细胞生存代谢所必需的能量和无机盐成分等作用, 可满足体外实验中细胞生存并维持一定的代谢的基本需要。

ELISA洗涤液(1 ×,pH7.4)主要由磷酸氢二盐、磷酸二氢盐、去污剂、防腐剂等组成, 主要用于ELISA实验中洗涤96孔板以便洗去多余的抗体。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称 \ 编号	ADS003IT0	Storage
ELISA 洗涤液(1 ×,pH7.4)	500ml	RT
使用说明书	1 份	

自备材料

- 1、96孔板
- 2、显色底物
- 3、水浴锅
- 4、ELISA终止液

操作步骤(仅供参考)

- 1、按要求包被96孔板。
- 2、用ELISA洗涤液(1 ×,pH7.4)洗涤数次。
- 3、孵育完抗体后, 用ELISA洗涤液洗涤96孔板数次。
- 4、加入配制好的显色底物100μl, 37°C水浴20min。
- 5、加入ELISA终止液25μl终止ELISA反应。

注意事项

- 1、注意密闭保存, 避免挥发; 一旦开封, 保质期就会大大缩短。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月。