

ELISA 终止液(1M)

产品简介

ELISA终止液(1M)呈酸性，主要用于终止ELISA反应，该试剂为即用型试剂，直接使用，无需稀释。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称 \ 编号	ADS012IT0	Storage
ELISA 终止液(1M)	100ml	RT

操作步骤(仅供参考)

- 1、洗涤后，每孔加入TMB底物溶液，室温反应恰当的时间，显色至预期深浅。
- 2、每孔加入50 μ lELISA终止液，终止反应。
- 3、30分钟内在450nm处测定OD值。

注意事项

- 1、注意密闭保存，避免挥发。
- 2、ELISA终止液(1M)有腐蚀性，请小心操作。
- 3、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月。