

## Tris 缓冲盐溶液(10×TBS,pH8.0)

### 产品简介

Tris 缓冲盐溶液简称 TBS, 属于常规 pH 缓冲液, 常用于清洗 Western Blot 中蛋白印迹膜或配制封闭液, 是常用分子生物学试剂。

Tris 缓冲盐溶液(10×TBS,pH8.0)主要成分为 Tris-HCl(pH8.0)、氯化钠、防腐剂, 不含 Tween 20, pH 值约为 8.0。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成

名称 \ 编号	ADS010W0	Storage
Tris 缓冲盐溶液(10×TBS,pH8.0)	500ml	RT
使用说明书	1 份	

### 操作步骤(仅供参考)

- 1、根据实验具体要求操作。
- 2、一般稀释至 1×, 再加入 0.05 ~ 0.1% Tween 20, 即获得 1×TBST 进行下游实验。

### 注意事项

- 1、如果每次的使用量很小, 可以适当分装后再使用。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 3、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。

**有效期:** 12 个月。