

Western 一抗稀释液

产品简介

Western一抗稀释液(Primary Antibody Dilution Buffer)可以用于免疫印迹中的一抗的稀释和配制，使用Western一抗稀释液配制的一抗，可以在4℃保存6个月，并且可以反复多次使用。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称 \ 编号	ADS034W0	ADS034W1	Storage
Primary Antibody Dilution Buffer	50ml	100ml	4℃
使用说明书	1份		

操作步骤(仅供参考)

- 1、根据一抗的使用说明，以及样品中目的蛋白含量，按照适当比例(例1:1000、1:500等比例)稀释一抗。
- 2、直接用于Western孵育膜，一次Western结束后，可以回收稀释的一抗4℃保存，用于下次Western实验。

注意事项

- 1、为了能使抗体可以反复多次使用，建议尽量在4℃条件下进行一抗和蛋白膜的结合反应，以减缓一抗的衰减速度。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 3、试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。

有效期：12个月。低温运输，4℃保存。