

Western 二抗稀释液

产品简介

Western二抗稀释液(Secondary Antibody Dilution Buffer)可用于免疫印迹中的二抗的稀释和配制，经Western二抗稀释液稀释的二抗可以在1~2周内重复使用3~4次。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称	编号	ADS035W0	ADS035W1	Storage
	Secondary Antibody Dilution Buffer		50ml	100ml
使用说明书	1份			

操作步骤(仅供参考)

- 1、根据所用二抗的使用说明以及二抗的效价和目的蛋白的含量，按照适当比例(如1:1000、1:500等比例)稀释二抗。
- 2、二抗稀释后即可直接用于孵育抗体，一次Western结束后，可以回收稀释的二抗，4°C保存，用于下次的Western，通常在1~2周内可以重复使用3~4次。

注意事项

- 1、为了能使抗体可以反复多次使用，建议尽量在4°C条件下进行二抗和蛋白膜的结合反应，以减缓二抗的衰减速度。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 3、试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。

有效期：12个月。低温运输，4°C保存。