

Sorensen磷酸缓冲液(0.1mol/L,pH5.3-8.04)

产品简介

平衡盐溶液(Balanced Salt Solution, BSS)与细胞生长状态下的pH值、渗透压等环境状态一致, 具有维持渗透压、控制酸碱平衡、供给细胞生存代谢所必需的能量和无机盐成分等作用, 可满足体外实验中细胞生存并维持一定的代谢的基本需要。

Sorensen磷酸缓冲液(0.1 mol/L,pH5.3-8.04)主要由磷酸氢二盐、磷酸二氢钠组成, 按不同比例混合后获得对用pH值, pH值可选5.3, 5.6, 5.91, 6.24, 6.47, 6.64, 6.81, 6.98, 7.17, 7.73, 8.04, 主要用于免疫组化、组织切片或其他常规用途。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称	编号	ADS004IH0	Storage
	Sorensen 磷酸缓冲液(0.1mol/L,pH5.3-8.04)		500ml
使用说明书		1 份	

操作步骤(仅供参考)

- 1、按实验具体要求操作。

注意事项

- 1、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月。