

Sorensen磷酸缓冲液(1 ×,pH6.2)

产品简介

平衡盐溶液(Balanced Salt Solution, BSS)与细胞生长状态下的pH值、渗透压等环境状态一致, 具有维持渗透压、控制酸碱平衡、供给细胞生存代谢所必需的能量和无机盐成分等作用, 可满足体外实验中细胞生存并维持一定的代谢的基本需要。主要由无机离子组成, 有时含有碳酸氢钠、葡萄糖、酚红等, 如果有必要还可以加入HEPES以维持渗透压的平衡。平衡盐溶液可以作为完全培养基的基液, 亦可以用于稀释浓缩的氨基酸、维生素溶液以配制完全培养基。

Sorensen磷酸缓冲液(1 ×,pH6.2)主要由磷酸二氢钾、磷酸氢二钠组成, 含极少量Ca²⁺、Mg²⁺, 主要用于免疫组化、组织切片或其他常规用途。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称	编号	Storage
	Sorensen 磷酸缓冲液(1 ×,pH6.2)	ADS005IH0
使用说明书	1 份	

操作步骤(仅供参考)

1、无需配制, 直接使用。

注意事项

1、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月。