

TBS 缓冲液(0.05mol/L,pH7.4)

产品简介

Tris缓冲盐溶液简称TBS,属于常规pH缓冲液,常用于清洗免疫染色的组织或WesternBlot中的蛋白印迹膜等,是常用分子生物学试剂。

TBS缓冲液(0.05mol/L,pH7.4)主要由Tris、氯化钠、BSA、防腐剂等组成,可用于免疫金银染色中清洗组织,亦可作为封闭液的基础试剂。该试剂仅用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称 \ 编号	ADS008IH0	Storage
TBS 缓冲液(0.05mol/L,pH7.4)	500ml	RT
使用说明书	1 份	

操作步骤(仅供参考)

- 1、石蜡切片脱蜡至水。
- 2、0.1%胰蛋白酶消化10min或3M尿素消化30min。
- 3、蒸馏水冲洗2次,每次5~10min。
- 4、TBS缓冲液(0.05mol/L,pH7.4)振荡洗涤2次,每次5~10min。
- 5、进行封闭及下游其他实验。

注意事项

- 1、如果每次的使用量很小,可以适当分装后再使用。
- 2、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月。