

PB 磷酸盐粉剂(0.1mol/L,pH7.2-7.4)

产品简介

平衡盐溶液(Balanced Salt Solution, BSS)与细胞生长状态下的 pH 值、渗透压等环境状态一致, 具有维持渗透压、控制酸碱平衡、供给细胞生存代谢所必需的能量和无机盐成分等作用, 可满足体外实验中细胞生存并维持一定的代谢的基本需要。

PB 磷酸盐粉剂(0.1mol/L,pH7.2-7.4)主要由磷酸氢二盐、磷酸二氢盐组成, 不含氯化钠, 也不含钙镁离子, 溶解于水后 pH 值为 7.2 ~ 7.4, 主要用于免疫组化、组织切片或其他常规用途。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称	编号		
	ADS049IH0	ADS049IH1	Storage
PB 磷酸盐粉剂(0.1mol/L,pH7.2-7.4)	1L	10×1L	RT
使用说明书	1 份		

操作步骤(仅供参考)

- 1、取 PB 磷酸盐粉剂(0.1mol/L,pH7.2-7.4) 1 份, 溶解于少量热水中, 再补去离子水或蒸馏水至相应体积, 用 pH 计检验是否合格, 如有必要, 可用低浓度的盐酸或氢氧化钠调至需要的 pH 值。
- 2、如需无菌, 可 121°C 高压灭菌 20min。

注意事项

- 1、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 2、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。

有效期: 24 个月。