

PBS 磷酸盐缓冲液(20×, 0.2mol/L)

产品简介

平衡盐溶液(Balanced Salt Solution, BSS)与细胞生长状态下的 pH 值、渗透压等环境状态一致, 具有维持渗透压、控制酸碱平衡、供给细胞生存代谢所必需的能量和无机盐成分等作用, 可满足体外实验中细胞生存并维持一定的代谢的基本需要。

PBS 磷酸盐缓冲液(20×, 0.2mol/L)主要由磷酸氢二盐、磷酸二氢盐组成, 含少量氯化钠, 不含钙离子和镁离子, 主要用于免疫组化、组织切片或其他常规用途, 该试剂为 20×浓缩液, 应稀释为 1×使用, 稀释后 pH 值约为 7.2~7.4。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称	编号	ADS055IH0	ADS055IH1	Storage
	PBS 磷酸盐缓冲液(20×,0.2mol/L)		500ml	5L
使用说明书		1 份		

操作步骤(仅供参考)

1、用去离子水或蒸馏水稀释为 1×使用。

注意事项

- 1、PBS磷酸盐缓冲液由于不含有钙离子, 不易产生沉淀。但由于该溶液浓度相对较高或者放置温度过低, 有可能产生沉淀出现该种情况后, 一般置于温浴至沉淀溶解即可, 如果加热后仍无法溶解应弃用。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 3、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。

有效期: 12 个月。