

## 硼砂缓冲液(0.05mol/L,pH9.3-10.1)

### 产品简介

平衡盐溶液(Balanced Salt Solution, BSS)与细胞生长状态下的 pH 值、渗透压等环境状态一致, 具有维持渗透压、控制酸碱平衡、供给细胞生存代谢所必需的能量和无机盐成分等作用, 可满足体外实验中细胞生存并维持一定的代谢的基本需要。

硼砂缓冲液(0.05mol/L,pH9.3-10.1)由硼砂(又称四硼酸钠)、氢氧化钠组成, 硼酸根浓度为 0.05M, 客户根据可选 pH9.3 ~ 10.1。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成

| 名称    | 编号                          | ADS070IH0 | Storage |
|-------|-----------------------------|-----------|---------|
|       | 硼砂缓冲液(0.05mol/L,pH9.3-10.1) |           | 500ml   |
| 使用说明书 |                             | 1 份       |         |

### 操作步骤(仅供参考)

1、按实验具体要求操作。

### 注意事项

- 1、注意密闭保存, 避免挥发。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 3、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。

**有效期:** 12 个月。