

## 硼酸缓冲盐溶液(0.015mol/L,pH8.5)

### 产品简介

平衡盐溶液(Balanced Salt Solution, BSS)与细胞生长状态下的 pH 值、渗透压等环境状态一致, 具有维持渗透压、控制酸碱平衡、供给细胞生存代谢所必需的能量和无机盐成分等作用, 可满足体外实验中细胞生存并维持一定的代谢的基本需要。

硼酸缓冲盐溶液(0.015mol/L,pH8.5)由 0.015M 的硼酸钠、0.15M 氯化钠等组成, pH 值约为 8.5。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成

名称 \ 编号	ADS072IH0	Storage
硼酸缓冲盐溶液(0.015mol/L,pH8.5)	500ml	RT
使用说明书	1 份	

### 操作步骤(仅供参考)

1、无需配制, 直接使用。

### 注意事项

- 1、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 2、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。

**有效期:** 24 个月。