

硼酸盐溶液(0.1mol/L,pH8.5-10)

产品简介

平衡盐溶液(Balanced Salt Solution, BSS)与细胞生长状态下的 pH 值、渗透压等环境状态一致, 具有维持渗透压、控制酸碱平衡、供给细胞生存代谢所必需的能量和无机盐成分等作用, 可满足体外实验中细胞生存并维持一定的代谢的基本需要。

硼酸盐溶液(0.1mol/L,pH8.5-10)由 0.1M 的硼酸钠、硼酸等组成, pH 值为8.5-10, 客户根据可选 pH8.5~10。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称 \ 编号	ADS073IH0	Storage
硼酸盐溶液(0.1mol/L,pH8.5-10)	500ml	RT
使用说明书	1 份	

操作步骤(仅供参考)

1、无需配制, 直接使用。

注意事项

- 1、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 2、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。

有效期: 24 个月。