

## 硼酸标记缓冲液(pH9.2)

### 产品简介

平衡盐溶液(Balanced Salt Solution, BSS)与细胞生长状态下的 pH 值、渗透压等环境状态一致,具有维持渗透压、控制酸碱平衡、供给细胞生存代谢所必需的能量和无机盐成分等作用,可满足体外实验中细胞生存并维持一定的代谢的基本需要。

硼酸标记缓冲液(pH9.2)由硼酸、氯化钠组成,硼酸根浓度为0.05mol/L,氯化钠浓度为0.2mol/L,调节 pH 值约为 9.2,用于生物素或其他物质的标记。该试剂仅用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成

名称 \ 编号	ADS076IH0	Storage
硼酸标记缓冲液(pH9.2)	500ml	4°C
使用说明书	1 份	

### 操作步骤(仅供参考)

1、按实验具体要求操作。

### 注意事项

- 1、注意密闭保存,避免挥发。
- 2、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 3、试剂开封后请尽快使用,以防影响后续实验效果。

**有效期:** 12 个月。