

阿拉伯胶水溶液(25%)

产品简介

阿拉伯胶又称为阿拉伯树胶，是一种天然植物胶，取自一种名为Acacia 的树，具有复杂的分子结构，主要包括有树胶醛糖、半乳糖、葡萄糖醛酸等。阿拉伯胶水溶液(25%)由阿拉伯胶、去离子水、防腐剂等组成，属于增稠剂，多用于组织切片封固。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称 \ 编号	ADS090IH0	Storage
	100ml	RT
阿拉伯胶水溶液(25%)		
使用说明书	1 份	

操作步骤(仅供参考)

- 1、染色完毕后，尽量吸干净染色液。
- 2、滴加阿拉伯胶水溶液(25%)于组织切片上，盖上盖玻片，让切片接触封片液，尽量避免气泡。

注意事项

- 1、如果每次的使用量很小，可以适当分装后再使用。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 3、试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。

有效期：12 个月。