

## 乙酸缓冲液(0.05mol/L,pH4.3)

### 产品简介

乙酸缓冲液(0.05mol/L,pH4.3)由乙酸钠、氯化钠等组成,其乙酸钠浓度为0.05mol/L,用乙酸调节pH值约为4.3,可以用于单克隆抗体的纯化等用途。该试剂仅用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成

名称	编号	ADS128IH0	Storage
	乙酸缓冲液(0.05mol/L,pH4.3)		500ml
使用说明书		1份	

### 操作步骤(仅供参考)

1、根据实验具体要求操作。

### 注意事项

- 1、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 2、试剂开封后请尽快使用,以防影响后续实验效果。

**有效期:** 12个月。