

免疫染色一抗稀释液

产品简介:

免疫染色一抗稀释液(Immunol Staining Primary Antibody Dilution Buffer)可以用于免疫染色时一抗(primary antibody)的稀释和配制; 使用 Leagene 免疫染色一抗稀释液稀释和配制的一抗可以在 4°C 保存和使用 6 个月, 可以反复多次用于免疫染色, 按照每个一抗稀释 10ml 计算, 100ml 免疫染色一抗稀释液可以稀释 10 次一抗。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

| 名称 | 编号 | ADS132IH0 | Storage |
|-------|-----------|-----------|---------|
| | 免疫染色一抗稀释液 | | 100ml |
| 使用说明书 | | 1 份 | |

操作步骤(仅供参考):

- 1、参考所用的一抗的说明书, 以及样品中目的蛋白的含量, 按照适当比例, 例如 1:1000 ~ 1:500 稀释一抗。
- 2、一抗稀释后即可直接用于免疫染色。
- 3、一次免疫染色结束后, 可以回收稀释的一抗, 4°C 保存, 以用于下次的免疫染色。

注意事项:

- 1、为了能使抗体可以反复多次使用, 建议尽量在 4°C 进行一抗和蛋白膜的结合反应, 以减缓一抗的衰减速度。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 3、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。

有效期: 12个月。低温运输, 4°C 保存。