

## 亮绿染色液(1%)

### 产品简介

亮绿(Brilliant Green) 又称灿烂绿、碱性亮绿等，属于一种碱性染料，CAS 号：633-03-4，分子量为 482.63。

亮绿染色液(1%)主要由亮绿、磷酸盐、去离子水等组成，根据不同组织染色而异。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成

名称 \ 编号	ADS001DZ0	Storage
亮绿染色液(1%)	100ml	RT
使用说明书	1 份	

### 操作步骤(仅供参考)

1、按实验具体要求操作。一般染色1~3min，根据不同组织染色而异。

### 注意事项

- 1、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 2、试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。

**有效期：**12个月。