

亮绿SF染色液(1%)

产品简介

亮绿 SF(Light green SF yellowish)又称亮绿 SF(淡黄)、亮绿 2G、亮绿 S、酸性绿等, 分子量为 792.84, 易溶于水呈绿色溶液。

亮绿 SF 染色液(1%)主要由亮绿 SF、磷酸盐、去离子水等组成, 根据不同组织染色而异。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称 \ 编号	ADS003DZ0	Storage
亮绿 SF 染色液(1%)	100ml	RT 避光
使用说明书	1 份	

操作步骤(仅供参考)

- 1、按实验具体要求操作。
- 2、一般染色 1~3min, 根据不同组织染色而异。

注意事项

- 1、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 2、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。

有效期: 12 个月。