

皂化液

产品简介

皂化液主要由乙醇、强碱等组成。皂化属于化学修饰和阻断法的一种，其原理是利用含酒精的碱性溶液裂解耐酶唾液酸等中的O-乙酰基，O-乙酰基的去除及唾液酸侧链羟基的形成恢复了唾液酸对PAS的反应性，皂化技术也被用于逆转甲基化，即裂解甲基化过程中形成的甲基酯键，重新形成羧基。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称 \ 编号	ADS054DZ0	Storage
皂化液	100ml	RT
使用说明书	1 份	

操作步骤(仅供参考)

1、按实验具体要求操作，一般室温处理30min。

注意事项

- 1、需要阳性对照片以便验证甲基化程序的有效性。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 3、试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。

有效期：12个月。