

苯酚碱性品红溶液(5%/0.5%)

产品简介:

碱性品红 (Fuchsin basic), 分子量为 337.85, 分子式为 $C_{20}H_{20}ClN_3$, CAS 号为 632-99-5, 碱性品红是非常强的细胞核染料, 易使弹性组织、嗜品红颗粒染色, 亦可以用于神经细胞核的染色和细菌的鉴别染色, 常与其他染色剂合用对细胞核染色。

苯酚碱性品红溶液(5%/0.5%)主要由 5%苯酚、碱性品红、乙醇等组成, 反复多次溶解而得, 可以与苯酚一起做抗酸染色(主要为结核杆菌), 较少单独使用。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称 \ 编号	ADS062DZ0	Storage
酚碱性品红溶液(5%/0.5%)	100ml	RT 避光
使用说明书	1 份	

操作步骤(仅供参考)

- 1、根据实验具体要求操作, 较少单独使用。
- 2、亦可参考碱性品红水溶液(1%)操作。

注意事项

- 1、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 2、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。

有效期: 12 个月。