

福尔马林-乙酸-乙醇软化剂

产品简介

软化剂主要用于软化较坚硬的材料如木质化导管，使之容易切片，常用的软化剂有乙二醇、甘油-乙醇软化剂、纤维素乙酸酯、福尔马林-乙酸-乙醇软化剂等。

福尔马林-乙酸-乙醇软化剂主要由福尔马林、乙酸、乙醇等组成，主要用于软化较坚硬的材料如木质化导管等，也可长期保存材料。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称	编号	ADS084DZ0	Storage
	福尔马林-乙酸-乙醇软化剂		500ml
使用说明书		1份	

操作步骤(仅供参考)

- 1、取适当材料完全浸泡于福尔马林-乙酸-乙醇软化剂，一般1周~2周即可。
- 2、如果要求进一步减弱软化效果，可用蒸馏水稀释一倍后使用。

注意事项

- 1、务必使材料完全浸入液体中，否则易使软化不彻底。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 3、试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。

有效期：24个月。