

Tris/甘氨酸/SDS电泳缓冲液(10×)

本产品常温运输；保存于室温，保质期12个月。

货号规格：

货号	规格
ADS016DY	5L
ADS016DY1	500mL

产品简介：

10×Tris/甘氨酸/SDS电泳缓冲液是常用的蛋白质电泳缓冲液，含有：0.25M Tris, 2.5M 甘氨酸, 1% SDS, pH8.3。

使用说明：

本产品为10×浓缩液，请用蒸馏水或去离子水稀释至1×电泳缓冲液后方可使用。

注意事项：

- 1、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
- 2、本产品仅限科研使用。