

通用型抗体稀释液

本产品常温运输；保存于4℃,保质期 12个月。长期保存于-20℃。

产品规格：

货号	规格
ADS003KT1	100mL
ADS003KT2	500mL

产品特点：

稳定高效--本产品稀释和配制的抗体可以在4℃保存和使用不少于6个月，并可重复使用，利于节约抗体；

通用性强--可用于稀释一抗和二抗，适用于Western Blot, IHC及IF等多种实验；

背景极低--不含血清，确保极高的信噪比；

兼容性好--不含生物素，不会干扰基于生物素的检测，兼容辣根过氧化物酶、碱性磷酸酶和生物素标记的二抗；

方便快捷--直接用于抗体的稀释，无需添加任何额外的试剂。

产品说明：

本产品是最新一代的高效通用型抗体稀释液，添加了多种抗体保护剂，可以增加抗体的活性和稳定性，减少抗体的非特异性结合，提高实验的特异性和灵敏度。可用于稀释一抗和二抗，适用于Western Blot, IHC及IF等多种实验。

使用方法:

直接用本品对抗体进行适当倍数的稀释。按照每次抗体稀释需要10mL抗体稀释液计算, 100mL通用型抗体稀释液可稀释10次抗体。经本品处理后的抗体可回收于4°C保存, 多次重复使用, 直至不能达到理想结果后丢弃。

注意事项:

- 1、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作;
- 2、本产品仅限科研使用。