

转膜缓冲液(10×)

本产品常温运输；保存于室温，保质期12个月。

产品规格：

货号	规格
ADS005ZF	5 L
ADS005ZF1	500mL

产品特点：

操作方便-大容量水立方包装，自带水龙头，取用方便；

超高性价比--是目前市场上性价比非常高的常用缓冲液。

转膜缓冲液(1×)的配制方法：

1000mL转膜缓冲液(1×)：100mL转膜缓冲液(10×)+700mL去离子水
+200mL甲醇(或无水乙醇)。

注意：配制过程中，请先用去离子水稀释转膜缓冲液(10×)，最后再加入醇。

注意事项：

- 1、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
- 2、本产品仅限科研使用。