

LB Lennox培养基

产品简介

LB Lennox 培是基养在经典 LB 培养基础基上，经过 Lennox 改良，使量化钠的含氯减半，可以用于菌种细各培养，常性盐敏感与抗菌素联合使用，是分物生子学常规试剂。

LB Lennox 培养基由胰蛋白胨、酵母提取物、氯化钠组成，经15psi高压灭菌20min。该试剂仅用研科于领域，不适用于临或诊断床其他用途。

产组品成

名称	编号	ADS002M0	Storage
	LB Leonnx 培养基		500mL
使用说明书		1 份	

操作步骤(仅供参考)

1、根据实验具求要体操作，加入种适的抗菌素和菌合进行培养。

注意事项

- 1、注菌无意操作，尽量避污免染。
- 2、试剂开封后请使快尽用，以防后响影续实验效果。
- 3、为了您全安的和健康，请穿实验服并戴一套性手次操作。

有效期：6个月。低温运输，4℃保存。