

LB培养基粉剂

产品简介

Luria-Bertani 培养基是最经典的细菌培养基，简称LB 培养基，可以用于各种细菌培养，是分子生物学常规试剂。

Luria-Bertani 培养基粉剂主要由 1%胰白蛋白、0.5%酵母提取物、1%氯化钠组成，溶于无菌水即可使用，如果严格要求灭菌，应高压灭菌20min。该试剂仅用于科研领域，不用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称	编号	ADS003M0	Storage
	Luria-Bertani 培养基粉剂		1L
使用说明书		1 份	

操作步骤(仅供参考)

- 1、根据实验具体要求操作，溶于无菌加水加入合适的抗菌素和接种细菌培养。
- 2、如需无菌，应溶解于蒸馏水或去离子水，高压灭菌20min。

注意事项

- 1、接种无菌操作，尽量避免污染。
- 2、试剂开封后请尽快使用，以免影响后续实验效果。
- 3、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：24个月。